



**RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.**

1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com



## RelianceOrthodontics.com



**ITC TRANSLATIONS**

ITC USA

2000 PGA Blvd., Suite 4440

Palm Beach Gardens, FL 33408



**EMERGO EUROPE**

Westervoortsedijk 60

6827 AT Arnhem

The Netherlands

**AUSTRALIAN SPONSOR**

**EMERGO AUSTRALIA**

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia

**U.K. PERSON RESPONSIBLE**

**EMERGO CONSULTING (UK) LIMITED**

c/o Cr360 – UL International

Compass House, Vision Park Histon

Cambridge

CB24 9BZ


England, United Kingdom

**SWITZERLAND AUTHORIZED REPRESENTATIVE**


MedEnvoy Global BV

Leidschendam-Voorburg, Zug Branch Office

Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland



## INSTRUCTIONS FOR USE



SCAN FOR MORE INFORMATION

**EN - ENGLISH**

**INDICATIONS FOR USE:** Reliance Metal Primer is intended for use as a conditioner of metal surfaces for bonding with an adhesive.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

- Prophy and sandblast the metal surface. Rinse and dry thoroughly.
- Apply 1 coat of Reliance Metal Primer on the metal surface area to be bonded. Wait 30 seconds.
- Paint a thin coat of sealant on the conditioned metal surface. Apply the paste to the bracket base and position on the tooth. Light cure

**Special Safety Notice:** This device Brush applicators are single use devices. It is required that a new brush applicator is used for each application.

◆ **Flammable**

◆ **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes.

☞ **TEMPERATURE LIMITATION:** Store at room temperature (15-25°C).

Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff.

**PATIENT POPULATION:** The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

**CONTRAINDICATIONS:** Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

**SAFE DISPOSAL:** Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous- waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

**WARRANTY:** Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontics Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from use of or suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

**RX ONLY:** U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

**NOTICE:** Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

**TO REORDER:** #ME

**BG - BULGARIAN**

**ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:** Грундът за метал на Reliance е предназначен за използване като балсам на метални повърхности за залепване с лепило.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**

- Почистете с пясъчна струя металната повърхност. Изплакнете и подсушете добре.
- Нанесете 1 слой грунд за метал на Reliance върху повърхността на метала, която ще се залепва. Изчакайте 30 секунди.
- Нанесете тънък слой уплътнител върху обработената метална повърхност. Нанесете пастата върху основата на скобата и позиционирайте върху зъба. Оставете леко да се втвърди.

**Специална забележка за безопасност:** Апликаторните четки на това устройство са изделия за еднократна употреба. Изисква се да се използва нова апликаторна четка за всяко нанасяне.

◆ **Запалимо**

◆ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:**

Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата измийте обилно със сапун и вода. Контакт с други тъкани: незабавно изплакнете мястото на разлив с обилно количество вода в

продължение на няколко минути.

☞ **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява на стайна температура (15-25°C).

Предпазни очила трябва да се носят от пациента и стоматологичния персонал.

**ПАЦИЕНТНА ПОПУЛАЦИЯ:** Целевата популация пациенти е педиатрична и възрастна, нуждаеща се от ортодонтско лечение съгласно посоченото от клиницистите.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Залепването на приставки при пациенти с компрометирано орално здраве, като лоша орална хигиена, пародонтално заболяване или съществуващи зъбни заболявания (напр. декалцификация, кариозни лезии, големи реставрации) може да повиши риска от увреждане на зъбите.

**БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ:** Изхвърляйте съдържанието и съда в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби, при лицензиран изпълнител за обезвреждане на опасни отпадъци или място за събиране, с изключение на празни чисти съдове, които могат да се изхвърлят като неопасни отпадъци, пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

**ГАРАНЦИЯ:** Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodonticss Products, Inc. не поема отговорност за вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от използването или пригодността на продукта за предназначението му. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

**САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:** Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живееят.

**CS - CZECH**

**INDIKACE K POUŽITÍ:** Primer Reliance Metal je určen k použití jako kondicionér kovových povrchů pro bondování adhezivem.

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

- Profylakčně ošetete a otryskejte kovový povrch. Opláchněte a důkladně osušte.
- Naneste 1 vrstvu primeru Reliance Metal na kovovou plochu, která má být bondována. Počkejte 30 sekund.
- Na kondicionovaný kovový povrch natřete tenkou vrstvu pečétidla. Naneste pastu na základnu zámků a umístěte na zub. Polymerujte světlem

**Zvláštní bezpečnostní poznámka:** Kartáčkové aplikátory tohoto zařízení jsou zařízení na jedno použití. Je nutné, aby byl pro každé nanášení použit nový kartáčkový aplikátor.

◆ **Hořlavý**

◆ **OPATŘENÍ:** Nepolymerizované pryskyřice mohou u vnímavých osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omyjte mydlem a vodou. Kontakt s ostatními tkáněmi: plochu zasaženou rozlitím okamžitě oplachujte velkým množstvím vody několik minut.

☞ **OMEZENÍ TEPLOTY:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15-25°C).

Jak pacient, tak stomatologický personál by měli mít ochranné brýle.

**POPULACE PACIENTŮ:** Prostředek je určen pro pediatrické a dospělé pacienty vyžadující ortodontický zákrok podle indikace klinického stomatologa.

**KONTRAINDIKACE:** Lepení zubních náhrad pacientům s horším zdravotním stavem ústní dutiny, jako je špatná ústní hygiena, parodontální onemocnění nebo již existující zubní potíže (např. odvrápnění, kazivé léze, velké výplně), může zvýšit riziko poškození zubů.

**BEZPEČNÁ LIKVIDACE:** Obsah a obal odevzdejte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy, licencovanému poskytovateli služeb likvidace nebezpečného odpadu nebo ve sběrném středisku, s výjimkou prázdných čistých nádob, které lze likvidovat jako odpad, který není nebezpečný, likvidujte veškerý materiál předáním

na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu.

**ZÁRUKA:** Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontics Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

**POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS:** USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávký zubního lékaře nebo na jejím základě.

**POZNÁMKA:** Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém užíváte a/ nebo pacient sídlí, jakoukoli závažnou událost.

**DA - DANISH**

**INDIKATIONER** Reliance Metal Primer er beregnet som conditioner på metaloverflader til bonding med et bindemiddel.

**BRUGSANVISNING :**

- Rens og sandblæs metaloverfladen. Skyl, og tør omhyggeligt.
- Påfør 1 lag Reliance Metal Primer på metaloverfladen, der skal bondes. Vent 30 sekunder.
- Stryg et tyndt lag tætningsmiddel på den forbehandlede metaloverflade. Påfør pastaen på bracketbunden og placer på tanden. Lyshærd

**Særlig sikkerhedsanvisning:** Disse penselapplikatorer er enheder til engangsbrug. Det er obligatorisk, at der bruges en ny penselapplikator til hver anvendelse.

◆ **Brandfarlig**

◆ **FORHOLDSREGLER:** Upolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hos følsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med andre væv skylles det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter.

☞ **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).

Beskyttelsesbriller bør bæres af patienten og tandlægepersonalet.

**PATIENTPOPULATION:** Produktet er tilsigtet pædiatriske patienter, samt voksne, som anbefales klinisk ortodontisk behandling.

**KONTRAINDIKATIONER:** Det kan øge risici for tandskader at binde vedhæftninger hos patienter med dårlig tand- og mundsundhed, såsom dårlig tandhygiejne, parodontose eller forudeksisterende tandsygdomme (f.eks. afkalkning, karies, store rekonstruktioner).

**SIKKERT BORTSKAFFELSE:** Indhold og beholder bør bortskaffes som specialaffald eller farligt affald i henhold til lokal, regional, national or/eller international lovgivning af en godkendt renovationsvirksomhed eller på et godkendt sted, undtagen tomme, rengjorte beholdere, som kan bortskaffes som ikke-farligt affald på et affaldssted til farligt eller specialaffald.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontics Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der stammer fra brug af eller egnethed af produktet til dets tilsigtede brug. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

**KUN ORDINATION:** Amerikansk Føderal lov forbeholder dette produkt til salg af eller efter ordre fra en tandlæge.

**BEMÆRK:** Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

**DE - GERMAN**

**ANWENDUNGSHINWEISE:** Reliance Metallprimer ist zur Verwendung als Konditionierer von Metalloberflächen für den Haftverbund mit einem Kleber vorgesehen.

**GEBRAUCHSANWEISUNG:**

- Reinigung und Sandstrahlen der Metalloberfläche. Gründliche Spülung und Trocknung.
- 1 Schicht Reliance Metallprimer auf die zu verklebende Metalloberfläche auftragen. 30 Sekunden warten.

- Eine dünne Schicht Versiegeler auf die konditionierte Metalloberfläche lackieren. Die Paste auf die Bracketbasis auftragen und auf dem Zahn positionieren. Aushärtung mit Licht.

**Besonderer Sicherheitshinweis:**

Pinselapplikatorer sind Einwegprodukte.

Für jede Anwendung muss ein neuer Pinselapplikator verwendet werden.

◆ **Brennbar**

◆ **VORSICHTSMASSNAHMEN:**

Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorrufen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.

☞ **TEMPERATURBEGRENZUNG:** Bei Raumtemperatur lagern (15-25°C).

Sowohl der / die Patientin als auch das zahnärztliche Personal sollten eine Schutzbrille tragen.

**PATIENTENGRUPPE:** Die vorgesehene Patientengruppe sind Kinder und Erwachsene, welche nach entsprechender Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eine kieferorthopädische Behandlung benötigen.

**KONTRAINDICATIONEN:** Die Befestigung von Zahnersatz bei Patienten mit Oralen Gesundheitsproblemen, wie z. B. schlechter Mundhygiene, Parodontalerkrankungen oder bestehenden Zahnerkrankungen (d. h. Entkalkung, kariöse Läsionen, umfangreiche Restaurationen) kann zu einem erhöhten Risiko von Zahnschäden führen.

**SICHERE ENTSORGUNG:** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung, einem zugelassenen Unternehmen für die Entsorgung von Problemabfällen oder einer Sammelstelle für Problemabfälle zuführen. Ausgenommen sind leere, saubere Behälter, welche als nicht gefährlicher Abfall entsorgt werden können.

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontics Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung oder der Eignung des Produkts für den Verwendungszweck resultieren. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

**VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG:** Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

**HINWEIS:** Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

**EL - GREEK**

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Ο ενεργοποιητής μετάλλων Reliance Metal Primer προορίζεται για χρήση ως ενισχυτικό μεταλλικών επιφανειών για συγκόλληση με συγκολλητικό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

- Προφυλάξτε και καθαρίστε με αμμοβολή τη μεταλλική επιφάνεια. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.
- Εφαρμόστε 1 στρώση ενεργοποιητή μετάλλου Reliance επάνω στη μεταλλική επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα.
- Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση αποφρακτικού στην προετοιμασμένη μεταλλική επιφάνεια. Εφαρμόστε την πάστα στη βάση του αγκυλίου και τοποθετήστε το στο δόντι. Φωτοπολυμερίστε

**Ειδική σημείωση ασφαλείας:** Τα εργαλεία εφαρμογής με πινέλο είναι συσκευές μιας χρήσης. Για κάθε εφαρμογή απαιτείται η χρήση νέου εργαλείου εφαρμογής με πινέλο.

◆ **Εύφλεκτο**

◆ **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν δερματική αντίδραση σε ευπαθή άτομα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Επαφή με άλλους ιστούς: ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού για αρκετά λεπτά.

☞ **ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-25 C).

Τόσο ο ασθενής όσο και το οδοντιατρικό προσωπικό θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά.

**ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ:** Ο πληθυσμός ασθενών για τον οποίο προορίζεται είναι οι παιδιατρικοί και ενήλικοι ασθενείς που χρειάζονται ορθodontική θεραπεία όπως υποδεικνύεται από τους οδονιάτρους.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Η συγκόλληση εξαρτημάτων σε ασθενείς με κακή στοματική υγεία, όπως κακή στοματική υγιεινή, περιοδοντική νόσο ή προϋφιστάμενες οδοντικές παθήσεις (π.χ. απασβέστωση, βλάβες από τερηδόνα, μεγάλες αποκαταστάσεις) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο βλάβης των δοντιών.

**ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ:** Απορρίψτε το περιεχόμενο και τον περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς, σε αδειοδοτημένο εργολάβο διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων ή σε χώρο συλλογής, εξαιρουμένων κενών, καθαρών περιεκτιών που μπορούν να διατεθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα, σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.



**ΕΓΓΥΗΣΗ:** Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημίες ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετικά με το παρόν.

**ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ:** ΗΠΑ Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντίατρου.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν στη Reliance και την αρμόδια αρχή της πολιτείας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

**ES - SPANISH**

**INDICACIONES DE USO:** El acondicionador para metal Reliance Metal Primer está diseñado para el uso como acondicionador de superficies metálicas para el cementado con un adhesivo.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Realice la profilaxis y arene la superficie metálica. Enjuague y seque bien.
- Aplique una capa del acondicionador para metal Reliance en la superficie de metal que debe cementar. Espere 30 segundos.
- Pinte una capa fina de sellador en la superficie metálica acondicionada. Aplique la pasta a la base del bracket y colóquela sobre el diente. Fotopolimerice

☞ **LIMITES DE LA TEMPÉRATURE :**

**Aviso especial de seguridad:** Los pinceles aplicadores de este dispositivo son dispositivos de un solo uso. Debe usar un nuevo pincel aplicador para cada aplicación.

◆ **Inflamable**

◆ **PRECAUCIONES:** Las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Contacto con otros tejidos: enjuague el área de derrame inmediatamente con abundante agua durante varios minutos.

☞ **LIMITACIÓN DE TEMPERATURA:** Conserve a temperatura ambiente (15-25°C).

Tanto el paciente como el personal odontológico deben usar protección ocular.

**POBLACIÓN DE PACIENTES:** La población de pacientes objetivo son niños y adultos que necesitan un tratamiento de ortodoncia según las indicaciones de los médicos.

**CONTRAINDICACIONES:** La colocación de aditamentos en los pacientes con una salud bucal delicada, como una higiene bucal deficiente, enfermedad periodontal o enfermedades dentales preexistentes (es decir, descalcificación, lesiones por caries, restauraciones grandes) puede aumentar el riesgo de daño dental.

**ELIMINACIÓN SEGURA:** Elimine el contenido

y los envases en los puntos de recolección de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales o internacionales, un centro de recolección o contratista autorizado para la eliminación de residuos peligrosos, excepto en el caso de los envases limpios y vacíos que pueden eliminarse como residuos no peligrosos, en un punto de recolección de desechos peligrosos o especiales.

**GARANTÍA:** Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no acepta responsabilidad alguna por los daños o pérdidas, directos o indirectos, que se deriven del uso o la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

**VENTA BAJO RECETA:** Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.

**AVISO:** Informe cualquier incidente grave a Reliance



Products, Inc. reconnaît la responsabilité qui lui incombe de remplacer tout produit prouvé défectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits aux fins indiquées. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

**UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE :** ÉTATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

**REMARQUE:** tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsi qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou le/ la patient(e) sont installés.

## HR - CROATIAN

**INDIKACIJE ZA UPOTREBU:** Primer za metal Reliance namijenjen je kondicioniranju metalnih površina koje se vežu adhezivom.

**UPUTE ZA UPOTREBU:**

- Profilirajte i tretirajte metalnu površinu pjeskarenjem. Ispirite i temeljito osušite.
- Na površinu metala koja se veže nanosite 1 sloj primera za metal Reliance Metal Primer. Pričekajte 30 sekundi.
- Na kondicioniranu metalnu površinu nanosite tanki premaz sredstva za brtvljenje. Nanosite pastu na osnovicu bravice i postavite je na zub. Tretirajte svjetlošću za učvršćivanje.

**Posebna sigurnosna napomena:** Aplikatori četkice ovog uređaja namijenjeni su jednokratnoj upotrebi. Potrebno je koristiti se novim aplikatorom četkice pri svakoj novoj primjeni.

◆ **Zapaljivo**

◆ **MJERE OPREZA:** Nopolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Kontakt s ostalim tkivima: područje na kojem je došlo do izljeva odmah ispirite obilnim količinama vode u trajanju od nekoliko minuta.

↵ **OGRAIČENJE TEMPERATURE:** Čuvati na sobnoj temperaturi (15-25°C).

Pacijent i stomatološko osoblje moraju nositi zaštitne naočale.

**POPULACIJA PACIJENATA:** Predviđena populacija pacijenata su djeca i odrasli kojima je potrebno ortodontsko liječenje prema preporuci stomatologa.

**KONTRAINDIKACIJE:** Pričvršćivanje dotataka za pacijente s ugroženim oralnim zdravljem, kao što je loša oralna higijena, parodontna bolest ili već prethodno postojeca dentalna stanja (tj. dekalcifikacija, karijesne lezije, veliki nadomjesci) može povećati rizik od oštećenja zuba.

**SIGURNO ODLAGANJE U OTPAD:**

Odložite sadržaj i spremnik na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima, ovlaštenog izvođača za zbrinjavanje opasnog otpada ili na mjesto za prikupljanje, osim praznih čistih spremnika koji se mogu odlagati kao ne- opasni otpad na mjestu za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada.

**JAMSTVO:** Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne prihvaća odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, izravne ili posljedične, koji proizlaze iz upotrebe ili prikladnosti proizvoda za predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

**SAMO NA RX:** Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovu nalogu.

**OBAVIJEST:** Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.

## HU - HUNGARIAN

**ALKALMAZÁSI JAVALLATOK:** A Reliance Metal Primer fém felületek kondicionálójaként használható adhezívvel

történő bondozás esetén.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

- Pólirozza és homokfúvással a fém felszínét. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.
- Vigyen fel 1 réteg Reliance Metal Primert a fém ragasztandó felületére. Várjon 30 másodpercet.
- Fessen egy vékony réteg barázdazárót a kondicionált fém felületre. Vigye fel a pasztát a bracket aljára és helyezze a fogra. Fotopolimerizálja

**Különleges biztonsági megjegyzés:** Az applikátorecsetek egyszerű használatos eszközök. Minden alkalmazáshoz új applikátorecsetet kell használni.

◆ **Gyúlékony**

◆ **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyánták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel.

↵ **HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:** Szobahőmérsékleten (15-25°C). tárolandó.

A páciensnek és a fogászati személyzetnek egyaránt védőszemüveget kell viselnie.

**BETEGCSOPORT:** A tervezett betegcsoport gyermekek és felnőttek, akiknek fogszabályozási kezelésre van szükségük, az orvosok által javasolt módon.

**ELLENJAVALLATOK:** A fogak károsodásának kockázatát, például rossz szájhigiénéiával, fogágybetegséggel vagy már meglévő fogászati betegségekkel (például dekalcifikáció, szuvas elváltozások, nagy fogpótlások) rendelkező betegekkel fennálló ragasztás növelheti a fogak károsodásának veszélyét.

**BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁS:** A tartalmat és a tartályt a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton, veszélyes hulladékok ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti el, vagy gyűjtőhelyen helyezhető el, kivéve az üres tiszta tartályokat, amelyek nem veszélyes hulladékként, veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton ártalmatlaníthatók.

**GARANCIA:** A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontics Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amelyek a termék használatából vagy a rendeltetészerű felhasználásra való alkalmasságából származnak. Ezzel kapcsolatban minden felelősség és kockázat a felhasználót terhel.

**KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE:** Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelvényre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

**FELSZÓLÍTÁS:** Jelentsem minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/ vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

## IT - ITALIAN

**INDICAZIONI PER L'USO** Reliance Metal Primer è concepito per l'uso come condizionatore di superfici metalliche per l'incollaggio con un adesivo.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

- Eseguire la profilassi e sabbiare la superficie metallica. Risciacquare e asciugare accuratamente.
- Applicare 1 strato di Reliance Metal Primer sulla superficie metallica da incollare. Attendere 30 secondi.
- Verniciare un sottile strato di sigillante sulla superficie metallica condizionata. Applicare la pasta sulla base del bracket e posizionarla sul dente. Fotopolimerizzare

**Avviso speciale di sicurezza:** Gli applicatori a pennellino sono dispositivi monouso. Per ogni applicazione è richiesto l'utilizzo di un nuovo applicatore a pennellino.

◆ **Inflammabile**

◆ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e

sapone. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti.

↵ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Paziente e personale odontoiatrico devono sempre indossare le protezioni oculari.

**POPOLAZIONE DI PAZIENTI:** La popolazione di pazienti di destinazione è quella pediatrica e degli adulti che necessitano di un trattamento ortodontico secondo le indicazioni cliniche.

**CONTRAINDICAZIONI:** L'incollaggio di elementi in pazienti con una salute orale compromessa, come per esempio scarsa igiene orale, malattia parodontale o condizioni dentali preesistenti (ad es. decalcificazione, lesioni cariose, restauri di grandi dimensioni) può aumentare il rischio di danneggiamento ai denti.

**SMALTIMENTO SICURO:** Smaltire contenuto e contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali, un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o un sito di raccolta, ad eccezione dei contenitori vuoti e puliti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.

**GARANZIA:** Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o consequenti, derivanti dall'uso o dall'idoneità del prodotto per il suo uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità connesse.

**SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA:** STATI UNITI la legge federale limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

**NOTA:** segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

## NL - DUTCH

**INDICATIES VOOR GEBRUIK:** Reliance Metal Primer is bedoeld voor gebruik als conditioner van metalen oppervlakken voor hechting met een lijm.

**GEBRUIKSAANWIJZING:**

- Reinig en zandstraal het metaaloppervlak. Spoelen en grondig drogen.
- Breng 1 laag Reliance Metal Primer aan op het te verlijmen metaaloppervlak. Wacht 30 seconden.
- Breng een dunne laag afdichter aan op het geconditioneerde metaaloppervlak. Breng de pasta aan op de basis van de beugel en plaats deze op de tand. Hard uit met licht.

**Speciale Veiligheidsaanwijzing:**

Borstelapplicatoren zijn apparaten voor eenmalig gebruik. Voor elke toepassing moet een nieuwe borstelapplicator worden gebruikt.

◆ **Brandbaar**

◆ **LET OP:** Ongepolymeriseerde harsen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen.

↵ **TEMPERATUURBEPERKING:** Opslag bij kamertemperatuur (15-25°C).

De patiënt en het tandheelkundig personeel dienen een veiligheidsbril te dragen.

**PATIËNTENPOPULATIE:** De beoogde patiëntenpopulatie bestaat uit kinderen en volwassenen die een orthodontische behandeling nodig hebben op indicatie van een clinic.

**CONTRA-INDICATIES:** Bonding bij patiënten met een slechte mondgezondheid, zoals slechte mondhygiëne, parodontale aandoeningen of reeds bestaande gebitsaandoeningen (d.w.z. ontkalking, carieuze laesies, grote restauraties) kunnen het risico op tandschade verhogen.

**VEILIGE VERWIJDERING:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving, een erkende afvalverwerker of inzamelaats voor gevaarlijk afval, behalve voor lege schone containers die als niet-gevaarlijk afval kunnen worden afgevoerd, een inzamelpunt voor gevaarlijk of

bijzonder afval.

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontics Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

**ALLEN RX:** VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandarts.

↵ **OPMERKING:** Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

## NO - NORWEGIAN

**INDIKASJONER FOR BRUK:** Reliance Metal Primer er tiltenkt for bruk som kondisjoneringsmiddel på metalloverflater for bonding med et adhesiv.

**BRUKSANVISNING:**

- Forbehandle og sandblås metalloverflaten. Skyll og tørk grundig.
- Påfør 1 lag Reliance Metal Primer på metalloverflaten som skal bondes. Vent i 30 sekunder.
- Stryk på et tynt lag forsegling på den behandlede metalloverflaten. Påfør pastaen på braketbasen, og plasser på tannen. Lysherd

**Spesiell sikkerhetsvarsel:** Børsteapplikatorer er enheter for engangsbruk. Det kreves å bruke en ny børsteapplikator til hver applikasjon.

◆ **Brannfarlig**

◆ **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjoner hos mottakelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved kontakt med annet vev: skyll det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter.

↵ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevares ved romtemperatur (15-25°C).

Vernebriller skal brukes av pasienten og tannlegepersonalet.

**PASIENTGRUPPE:** Den tiltenkte pasientgruppen er pediatriske og voksne pasienter som trenger ortodontisk behandling som angitt av klinikere.

**KONTRAINDIKASJONER:** Bindeanordninger til pasienter med nedsatt munnhelse, som dårlig munnhygiene, periodontalt sykdom eller eksisterende tannlilstander (dvs. avkalking, karieslesjoner, store restaureringer) kan øke risikoen for tannskade.

**SIKKER AVHENDING:** Kast innholdet og beholderen til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter, en lisensiert leverandør av farlig avfall eller innsamlingssted, med unntak av tomme rene beholdere som kan deponeres som ikke-farlig avfall, et innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontics Products, Inc. påtar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som stammer fra bruk av eller egnethet til produktet for dets tilsktede bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

**BARE RX:** Federal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

**MERKNAD:** Rapporter alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

## PL - POLISH

**WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Podkład do metalii Reliance Metal Primer służy jako kondycjoner powierzchni metalowych do klejenia.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA:**

- Przygotować i wypiaszkować powierzchnię metalową. Spłukać i dokładnie osuszyć.
- Należyc 1 warstwę podkładu Reliance Metal Primer na powierzchnię metalową przeznaczoną do klejenia. Poczekać 30 sekund.
- Na kondycjonowaną powierzchnię metalu nanieść cienką warstwę szczeliwa. Należyc pastę na podstawę zamka i umieścić na zębie.

Utwardzić światłem.

**Specjalna informacja dotycząca bezpieczeństwa:** Pędzelki do aplikacji są

wyrobami jednorazowego użytku. Do każdej aplikacji wymagany jest nowy pędzelek.

◆ **Produkt łatwopalny**

◆ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywyce niespolimeryzowane mogą wywoływać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukiwać obficie wodą przez kilka minut.

↵ **OGRANICZENIE TEMPERATURY:** Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C).

Pacjent i personel stomatologiczny powinni nosić okulary ochronne.

**POPULACJA PACJENTÓW:** Przewidywana populacja pacjentów to pacjenci pediatryczni oraz dorośli, wymagający leczenia ortodontycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza.

**PRZECIWWSKAZANIA:** Klejenie zaczepów u pacjentów ze złym stanem zdrowia jamy ustnej, jak na przykład niewystarczająca higiena jamy ustnej, chorobami przyzębia lub istniejącymi wcześniej stomatologicznymi stanami chorobowymi (np. odwapnienie, zmiany próchnicze, duże odbudowy) może zwiększyć ryzyko uszkodzenia zębów.

**BEZPIECZNA UTYLIZACJA:** Zawartość oraz pojemnik należy usuwać, korzystając z punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi, za pośrednictwem licencjonowanego podmiotu zajmującego się utylizacją odpadów niebezpiecznych lub odpowiedniego punktu zbiórki, z wyjątkiem pustych, czystych pojemników, które mogą być utylizowane jako odpady inne niż niebezpieczne, w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

**GWARANCJA:** Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednio lub wtórnie wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z przeznaczeniem. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

**PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ:** Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

**UWAGA:** Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

## PT - PORTUGUESE

**INDICAÇÕES DE USO:** O primer Metálico Reliance destina-se ao uso como um condicionador de superfícies metálicas para colagem com um adesivo.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- Faça a profilaxia e aplique o jato de areia na superfície metálica. Enxágue e seque bem.
- Aplique 1 camada do Primer Metálico Reliance na área da superfície metálica a ser colada. Espere 30 segundos
- Pinte uma camada fina de selante na superfície do metal condicionado. Aplique a pasta na base do bráquete e posicione-o sobre o dente. Faça a fotopolimerização

**Aviso especial de segurança:** Estes dispositivos Pincéis aplicadores são dispositivos de uso único. É necessário que um novo pincel aplicador seja usado para cada aplicação.

◆ **Inflamável**

◆ **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

↵ **LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:** Armazene a temperatura ambiente (15-25°C). O paciente e a equipa de odontologia devem utilizar óculos de proteção.

**POPULAÇÃO DE PACIENTES:** A população de pacientes prevista é uma população pediátrica

e adulta que requer tratamento ortodôntico conforme indicado pelos médicos.

**CONTRAINDICAÇÕES:** A colagem de acessórios em pacientes com saúde oral comprometida, como higiene oral insuficiente, doença periodontal ou problemas dentários preexistentes (ou seja, descalcificação, lesões cariosas, grandes restaurações) pode aumentar o risco de danos dentários.

**ELIMINAÇÃO SEGURA:** Eliminar os conteúdos e o recipiente num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais, de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ ou internacionais, num ponto de recolha ou empresa de eliminação de resíduos perigosos contratada, exceto recipientes vazios e limpos que possam ser eliminados como resíduos não perigosos, num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**GARANTIA:** A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontics Products, Inc. não aceita responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades nas conexões com eles.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO:** A lei federal dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

**AVISO:** Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

## RO - ROMANIAN

**INDICAȚII DE UTILIZARE:** primerul pentru metale Reliance este utilizat ca balsam pentru suprafețele metalice în procesele de lipire cu adeziv.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**

- Profilati și sablați suprafața metalică. Clătiți și uscați bine.
- Aplicați un strat de Primer pentru metale Reliance pe suprafața de metal care urmează a fi lipită. Așteptați 30 de secunde.
- Vopsiți un strat subțire de material de sigilare pe suprafața metalului prelucrat. Aplicați pasta pe baza bracketului și poziționați pe dinte. Fotopolimerizați

**Notificare specială de siguranță:** aceste aplicatoare tip perie sunt dispozitive de unică folosință. Este necesar utilizarea unui aplicator nou pentru fiecare aplicare.

◆ **Inflamabil**

◆ **PRECAUȚII:** rășina nopolimerizată poate provoca sensibilizarea pielii la persoanele susceptibile. În caz de contact cu pielea, spălați-vă bine cu apă și săpun. Contact cu alte țesuturi: clătiți imediat zona cu cantități abundente de apă timp de câteva minute.

↵ **LIMITE DE TEMPERATURĂ:** a se păstra la temperatura camerei (15-25°C).

Este necesară purtarea ochelarilor de protecție de către pacient și personalul cabinetului stomatologic.

**POPULAȚIA DE PACIENȚI:** Populația de pacienți vizată este reprezentată de copii și adulți care necesită tratament ortodontic, conform indicațiilor medicilor.

**CONTRAINDICAȚII:** Aplicarea adezivilor la pacienții cu o sănătate orală precară, cum ar fi igiena orală precară, boala parodontală sau afecțiuni dentare preexistente (de exemplu, decalcifiere, leziuni carioase, tratamente complexe) poate crește riscul de deteriorare a dinților.

**ELIMINARE SIGURĂ:** Eliminați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/ sau internaționale, la un contractant autorizat pentru eliminarea deșeurilor periculoase sau la un loc de colectare, cu excepția recipientelor goale și curate care pot fi eliminate ca deșeuri nepericuloase, la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products, Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontics Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință,

care rezultă din utilizarea sau compatibilitatea produselor în scopurile prevăzute. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderile în această privință.

**NUMAI CU PRESCRIPTIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ:** legea federală din SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

**ÎNSTINTARE:** Raportați orice incident grav către Reliance și autoritatea competentă din statul în care utilizaorul și/sau pacientul își are domiciliul.

## SV - SWEDISH

**INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:** Reliance Metal Primer är avsedd för konditionering av metalltyr inför bonding med en adhesiv.

**BRUKSANVISNING:**

- Polera och sandblåstra metalltytan. Skölj och torka noggrant.
- Applicera ett lager Reliance Metal Primer på metalltytan som ska vidhäftas. Vänta 30 sekunder.
- Pensla ett tunt lager förseglingsmedel på den konditionerade metalltytan. Applicera pastan på fästets basplatta och positionera på tanden. Ljushärda.

**Särskild säkerhetsanvisning:** Appliceringspenslarna är engångsartiklar. För varje applikation måste en ny appliceringspensel användas.

◆ **Brandfarlig**

◆ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:**

Icke-polymeriserade hartser kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. Vid kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid kontakt med andra vävnader: skölj omedelbart med stora mängder vatten i flera minuter.

↵ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Förvara vid rumstemperatur (15-25°C).

Skyddsglasögon ska användas av patienten och tandvårdspersonal.

**PATIENTGRUPP:** Den avsedda patientgruppen är pediatrisk och vuxna patienter som behöver ortodontisk behandling per indikation av läkare.

**KONTRAINDIKATIONER:** Att använda fästen med bindmedel på patienter med nedsatt munhälsa, såsom dålig munhygien, periodontal sjukdom eller redan existerande problem med tänderna (såsom avkalking, skador från karies, stora restaureringar) kan öka risken för tandskador.

**SÄKER AVFALLSHANTERING:** Kassera innehåll och behållare vid ett insamlingsplats för farligt eller särskilt avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk eller en licensierad entreprenör eller insamlingsplats för farligt avfall. Detta gäller inte för tomma och rena behållare som kan kasseras som icke farligt avfall på en insamlingsplats för farligt eller särskilt avfall.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar för att ersätta produkter som visats vara defekta. Reliance Orthodontics Products, Inc. ansvarar inte för