



RELiance ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.

1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com



RelianceOrthodontics.com



ITC TRANSLATIONS

ITC USA

2000 PGA Blvd., Suite 4440

Palm Beach Gardens, FL 33408



EMERGO EUROPE

Westervoortsedijk 60

6827 AT Arnhem

The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia

U.K. PERSON RESPONSIBLE

EMERGO CONSULTING (UK) LIMITED

c/o Cr360 – UL International

Compass House, Vision Park Histon

Cambridge

CB24 9BZ

England, United Kingdom

SWITZERLAND AUTHORIZED REPRESENTATIVE

MedEvony Global BV

Leidschendam-Voorburg, Zug Branch Office

Gothardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland



~[←] **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява на стайна температура (15-25°C).

Предпазни очила трябва да се носят от пациента и стоматологичния персонал.

ПАЦИЕНТНА ПОПУЛАЦИЯ: Целевата популация пациенти е педиатрична и възрастна, нуждаеща се от ортодонτικο лечение съгласно посоченото от клиничистите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Запелването на приставки при пациенти с компрометирано орално здраве, като лоша орална хигиена, пародонтално заболяване или съществуваща зъбни заболявания (напр. декалцификации, карисни лезии, големи реставрации) може да повлияе ефект от уредване на зъбите.

БЕЗОПАСНО ИЗВЪРЛЯНЕ: Извървяляйте съдържанието и опака в пункт за събиране на отпадания или специални отпадъци в съответствие с местните, регионални, национални или/и международни разпоредби, при лицензиран изпълнител за обезвреждане на опасни отпадъци или място за събиране, с изключение на празни чисти съдове, които могат да се изхвърлят като неопасни отпадъци, пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, пряки или последици, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДИПИСАНИЕ: Федералния закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ЗЪБ ВЪРХУ КАМЕНЕН МОДЕЛ Размесете около половин грам понтичен пластилин Perfect A Smile ® между палеца и показалеца.

Поставте тесно композит върху гингивалната повърхност на липсващото зъбно гнездо и леко натиснете томчето композит между палеца и показалеца, за да се получи височина на инцизия, малко по-къса от съседните зъби *. Прецизионно оформяне на инцизията, меязиално и дистално, може да се направи с инструмент.

Втърчете леко за 30 секунди от 2 (два) зъгла.

Нагуканите или износените зъби може да се поправят или да се промени формата им с помощта на пластилиновата понтична паста Perfect A Smile®.

***ВАЖНО!** За единичен понтичен зъб на модела създайте инцизър ръб малко по-къс (приблизително 0,5 mm) от съседните зъби. Това компенсира дебелината на материала за подравняване на лицевата повърхност на съседните зъби след боядисване на гнездото на подравняване.

За множество или съединни зъби на модела създайте оформете понтичния зъб на модела до точната инцизна височина на съседните зъби. За да оставите място за боя върху съществуващите зъби в гнездото на подравняване, нанесете тънък слой FlowTain™ върху лицевите повърхности на съдени зъби - подобно на протокола за избелване на релнерни кухни в избелващи тапи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живее.

CS - CZECH
INDIKACE K POUŽITÍ: Nátěr na mústky Perfect-A-Smile® je určen pro použití jako světlem polymerované barvivo termoplastických vyrovnávacích prvků.

Tento patentovaný vzorec pracuje s průhlednými, za tepla lipovými prvky vyrovnávacích prvků.

Kontraindikace: Perfect A Smile se nedoporučuje pro použití se zakalenými (C), za tepla lipovými materiály.

1. Chcete-li zajistit jednotný charakter v důsledku usazování produktu, důkladně promíchejte náter na měkký špachtli, dokud nebude homogenní. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM SE MUSÍ VYROBEK NAMÍCHAT.

2. Odstraňte požadované množství a umístěte jej na míchané podložku. **OKAMŽITĚ VRATTE ZPĚT VÍCKO SLOUŽÍCÍ K OCHRANĚ PŘED SVĚTLEM.**

3. Nanesete 3 vrstvy náteru na mústky pomocí mikrokartáčku. Po každé vrstvě náteru polymerujte světlem 10 sekund. **POZNÁMKA:** ošetřování mohou být smíchaný NA MÍCHÁNÍ PODLOŽCE, aby bylo dosaženo různých odstínů.

4. Po nanesení finálního náteru za polymeraci světlem proveďte konečnou finalizaci světlem přes vyrovnávací prvek po dobu 20 sekund směrem od labiálních a lingválních povrchů.

Nezapomeňte : Pro co nejefektivnější přízvisobení odstínu vytvořte vzorník odstínů umístěním 3 vrstev každého odstínu do jednotlivých zubních zřífek. Tento vzorník odstínů by měl být vyroben ze stejného průhledného materiálu vyrovnávacích prvků, který byl použit.

☼☼☼ **OPATŘENÍ:** Nepolymerizované pryskyřkyce mohou u vmlivých osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omyjte mydlem a vodou. Kontakt s ostatními tkáněmi: plochu zasaženou roztokem okamžitě oplachujte velkým množstvím vody několik minut. NEVYSTAVUJTE VYPARY. POUŽÍVÁJTE NA DOBRĚ VĚTRANÉM MÍSTĚ.

☼ Toto zařízení/kontejner řádně zlikvidujte. Námořní nebezpečí.

Mikrokartáčkové aplikátory jsou zařizeni na jedno použití. Je nutné, aby byl pro každé nanášení použit nový mikrokartáčkový aplikátor.

Použití UV, halogenových a LED polymeračních světél může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světelných polymeračních zařízení by měl pacient, lékař a asistent nosit správně navržené ochranné brýle.

~[←] **OMEZENÍ TEPLoty:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15–25°C).

Jak pacient, tak stomatologický personál by měli mít ochranné brýle.

POPULACE PACIENTŮ: Prostředek je určen pro pediatrické a dospělé pacienty vyžadující ortodontický zákrok podle indikace klinického stomatologa.

KONTRAINDIKACE: Lepení zubních náhrad pacientům s horším zdravotním stavem ústní dutiny, jako je špatná ústní hygiena, parodontální onemocnění nebo již existující zubní porážky (např. odvrápnění, kazivé léze, velké vřpyně), může zvýšit riziko poškození zubů.
Děsí pacient, národními a/nebo mezinárodními předpisy, licencovanému poskytovateli služeb likvidace nebezpečného odpadu nebo ve sběrném středisku, s výjimkou zdravotních čištění nádob, které lze likvidovat jako odpad, který není nebezpečný, likvidujte veškerý materiál předáním na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu.
BEZPEČNÁ LIKVIDACE: Obsah a obal odezvedjte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy, licencovanému poskytovateli služeb likvidace nebezpečného odpadu nebo ve sběrném středisku, s výjimkou zdravotních čištění nádob, které lze likvidovat jako odpad, který není nebezpečný, likvidujte veškerý materiál předáním na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu.

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktu, pokud se ukáže, že jsou vadné. Reliance Orthodontic Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost s souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávký zubního lékaře nebo na jejím základě.

VYTVOŘENÍ DOČASNÝCH ZUBŮ NA SÁDROVÉM MODELU

Mezi palce a ukazováčkem vyválejte přibližně ½ gramu tmeľu na mústky Perfect A-Smile ®.

Umístěte váleček kompozitu na gingivální povrch chybějícího zubového lůžka a lehec stlačte kůčku kompozitu mezi palcem a indexem, abyste vytvořili incizální výšku o něco kratší než sousední zuby*. Přesně tvarovaný incizální, meziální a distální oblouk lze vytvořit pomocí nástroje.

Světléná polymerace po dobu 30 sekund z 2 (dvou) úhľů.

Zmomené nebo optofebvané zuby mohou být opraveny nebo tvarově pozměněny pomocí pasty Perfect A-Smile® Pontic Putty

***DŮLEŽITĚ!** Pro jeden úhľový zub na modelu vytvořte incizální hranu o něco kratší (přibližně 0,5 mm), než má sousední zub. To kompenzuje tlouštku vyrovnávacího materiálu na faciálnímu povrchu sousedních zubů, jakmile je náterem pokryto zubové lůžko vyrovnávací.

U více nebo sousedních zubů (pro přesnou shodu) vytvořte úhľový zub na modelu na přesnou incizální výšku sousedních zubů. Chcete-li ponechat místo pro náter na stávajících zubech v jamce vyrovnávací, naneste na faciální povrch sousedních zubů tenký povlak FlowTain™ – podobně jako v protokolu pro bělení odevčehových zúbů v bělicích otiskovacích lžicích.

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém užíváte a/nebo pacienti sídlí, jakoukoli závážnou událost.

DA - DANISH
INDIKATORER The Perfect Smile® Pontik farve beregnet som et lyshardt farvemiddel til tlemplast aligners.

Denne patenterede formul virker med klar termoformeleg aligner-plast. Kontraindikation: Perfect A Smile anbefales ikke til brug ved uklare, (C) termoformende materialer.

1. For at sikre ensartethed af hensyn til produktets båndfælgning, blandes den præstikede farve grundigt med en spatel, indtil ensartetthed. **PRODUKTET SKAL Blandes FØR HVER ANVENDELSE.**

2. Anbring den ønskede mængde på en linsplade. **SÆT STRAKS LAGET PÅ FOR AT BESKYLTE MOD LYS.**

3. Påfør 3 lag pontik farve med en mikroborste. Lyshærd i 10 sekunder efter hvert lag. **BEVÆRK:** Nuancer kan blandes **PÅ EN BLANDINGSPUDE** for at opnå forskellige nuancer.

4. Når det sidste lag er påført og lyshærdet, skal der udføres en endelig lyshærdning gennem aligneren i 20 sekunder fra de labiale og lingale overflader.

Bemærk : For at opnå det mest nøjagtige nuancematch, fremstilles en farveguide ved at placere 3 lag af hver nuance i de individuelle tandalveoli. Denne farveguide skal være fremstillet af det samme klare aligner-materiale, der er anvendt.

☼☼☼ **FORHOLDNREGLER:** Uopolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hos følsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Ved kontakt med andre væv skylles det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter. **INDAND IKKE DAMPENE. BRUG ET GODT VENTILERET OMRÅDE.**

☼ Bortskaf denne enhed / produkt korrekt. Havsbrusl.

MicroBrush-applikatorer er enheder til rengangsbrug. Det kræves, at der bruges en ny microbrush-applikator til hver anvendelse.

Brug af UV, halogen- og LED-hærdelamper kan forbindes med øjenskader. Patienten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse lyshærdende enheder.

~[←] **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Opbevares ved stuetemperatur (15-25°C).

Beskyttelsesbriller bør bæres af patienten og tandlægepersonalet.

PATIENTINDIKATIONER: Produktet er tilsligtet pædiatriske patienter, samt voksne, som anbefales klinisk ortodontisk behandling.

KONTRAINDIKATIONER: Det kan øge risiko for tandskader at binde vedhæftninger hos patienter med dårlig tand- og mundsundhed, såsom dårlig tandhygiejne, parodontose eller forudeksisterende tandsygdomme (f.eks. afkalkning, karies, stomatitisstruktioner).

SIKKERT BORTSKAFFELSE: Indhold og beholder bør bortskaffes som specialaffald eller farligt affald i henhold til lokal, regional, national eller international lovgivning af en godkendt renovationsvirksomhed eller på et godkendt sted, undtagen tomme, rengjorte beholdere, som kan bortskaffes som ikke-farligt affald på et affaldssted til farligt eller specialaffald.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugeren ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsligtede anvendelse Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Amerikans Federal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

FREMSTILLING AF EN INTERMISTISK TAND PÅ EN STENMODEL Rul cirka ½ gram Perfect A Smile ® Pontic Putty (kit) mellem tommel- og pegefingre.

Placer rulle af komposit på den gingivale overflade af den manglende tandalveole, og pres kompositen let mellem tommel- og pegefingre for at frembringe incisalhøjde lidt kortere end de tilstødende tænder *. Præcis formning af incisal, mesial og distal kan gøres med et instrument.

Lyshærd i 30 sekunder fra 2 (to) vinkler.

Knækkede eller slidte tænder kan repareres, ændres og formes med Perfect A Smile® Pontic kit-pasta.

***VIGTIGT!** For en enkelt pontisk tand på modellen skal incisalkanten laves lidt kortere (ca. 0.5 mm) end de tilstødende tænder. Dette kompenserer for tykkelsen af aligner-materialet på farsiden af de tilstødende tænder, når aligner-farven er farvet.

Ved flere tilstødende tænder (for et nøjagtigt match) skal der formes en pontisk tand på modellen til de tilstødende tænders nøjagtige incisalhøjde. For at give plads til farve på de eksisterende tænder i aligner-farngen skal der anvendes et tyndt lag FlowTain™ på farsiden af de tilstødende tænder - ligesom i protokolten til bligning af relief mellemrum i blebebakker.

BEVÆRK: Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

DE - GERMAN
ANWENDUNGSHINWEISE: Perfect A-Smile® Brückengliedack ist als lichthärtendes Färbemittel für thermoplastische Aligner vorgesehen. Diese patientierte Formel arbeitet mit durchsichtigen Thermofom-Aligner-Kunststoffen.
Kontraindikation: Perfect A Smile wird für die Verwendung mit träben (C) Thermofom-Materialien nicht empfohlen.
1. Um die Einheitlichkeit durch das Absetzen des Produkts zu gewährleisten, den Brückengliedack gründlich mit einem Spatel mischen, bis er homogen ist. DAS PRODUKT MUSS VOR JEDER VERWENDUNG GEMISCHT WERDEN.
2. Die gewünschte Menge entnehmen und auf dem Anmischblock platzieren. DEN DECKEL ZUM SCHUTZ VOR LICHT SOFORT WIEDER AUFSETZEN.
3. 3 Schichten des Brückengliedacks mit einem Microbrush auftragen. Nach jeder Schicht 10 Sekunden lang mit Licht aushärten. **HINWEIS:** Farböne können nur auf einem Anmischblock gemischt werden, um verschiedene Farbtöne zu erzielen.

☼☼☼ **PRECAUCIONES:** Los productos no polimerizados pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Contacto con otros tejidos: retirar inmediatamente el producto inmediatamente con abundante agua durante varios minutos. **NO INHALE LOS GASES. UTILICE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA.**
☼ Deseche este dispositivo/envase de forma adecuada. Peligro para la vida marina.
Los aplicadores MicroBrush son dispositivos de un solo uso. Se debe utilizar un nuevo microcepillo aplicador para cada aplicación.
El uso de luces UV, halógenas y lámparas LED para polimerización puede estar asociado con daño ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras debidamente diseñadas cuando utilizan estos dispositivos de fotopolimerización.

~[←] **LIMITACIÓN DE TEMPERATURA:** Conserve a temperatura ambiente (15-25°C).

Tanto el paciente como el personal odontológico deben usar protección ocular.

POBLACION DE PACIENTES: La población de pacientes objetivo son niños y adultos que necesitan un tratamiento de ortodoncia según las indicaciones de los médicos.

KONTRAINDIKACIONES: La colocación de aditamentos en los pacientes con una salud bucal delicada, como una higiene bucal deficiente, enfermedad periodontal o enfermedades dentales preexistentes (es decir, descalcificación, lesiones por caries, restauraciones grandes) puede aumentar el riesgo de daño dental.

ELIMINACION SEGURA: Elimine el contenido y los envases en los puntos de recolección de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales, un centro de recolección o contratista autorizado para la eliminación de residuos peligrosos, excepto en el caso de los envases limpios y vacíos que pueden eliminarse como residuos no peligrosos, en un punto de recolección de desechos peligrosos o especiales.

☼☼☼ **PRECAUCIONES:** Los resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Contacto con otros tejidos: retirar inmediatamente el producto inmediatamente con abundante agua durante varios minutos. **NO INHALE LOS GASES. UTILICE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA.**

☼ Deseche este dispositivo/envase de forma adecuada. Peligro para la vida marina.
Los aplicadores MicroBrush son dispositivos de un solo uso. Se debe utilizar un nuevo microcepillo aplicador para cada aplicación.
El uso de luces UV, halógenas y lámparas LED para polimerización puede estar asociado con daño ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras debidamente diseñadas cuando utilizan estos dispositivos de fotopolimerización.

~[←] **LIMITACIÓN DE TEMPERATURA:** Conserve a temperatura ambiente (15-25°C).

Tanto el paciente como el personal odontológico deben usar protección ocular.

POBLACION DE PACIENTES: La población de pacientes objetivo son niños y adultos que necesitan un tratamiento de ortodoncia según las indicaciones de los médicos.

KONTRAINDIKACIONES: La colocación de aditamentos en los pacientes con una salud bucal delicada, como una higiene bucal deficiente, enfermedad periodontal o enfermedades dentales preexistentes (es decir, descalcificación, lesiones por caries, restauraciones grandes) puede aumentar el riesgo de daño dental.

ELIMINACION SEGURA: Elimine el contenido y los envases en los puntos de recolección de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales, un centro de recolección o contratista autorizado para la eliminación de residuos peligrosos, excepto en el caso de los envases limpios y vacíos que pueden eliminarse como residuos no peligrosos, en un punto de recolección de desechos peligrosos o especiales.

☼☼☼ **PRECAUCIONES:** Las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Contacto con otros tejidos: retirar inmediatamente el producto inmediatamente con abundante agua durante varios minutos. **NO INHALE LOS GASES. UTILICE EN UN ÁREA BIEN VENTILADA.**

☼ Deseche este dispositivo/envase de forma adecuada. Peligro para la vida marina.
Los aplicadores MicroBrush son dispositivos de un solo uso. Se debe utilizar un nuevo microcepillo aplicador para cada aplicación.
El uso de luces UV, halógenas y lámparas LED para polimerización puede estar asociado con daño ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras debidamente diseñadas cuando utilizan estos dispositivos de fotopolimerización.

~[←] **TEMPERATURBEGRENZUNG:** Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern.

Sowohl der / die Patientin als auch das zahnärztliche Personal sollten ein Schutzbrille tragen.

PATIENTENGRUPPE: Die vorgesehene Patientengruppe sind Kinder und Erwachsene, welche nach entsprechender Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eine kieferorthopädische Behandlung benötigen.
KONTRAINDIKATIONEN: Die Befestigung von Zahnersatz bei Patienten mit Oralen Gesundheitsproblemen, wie z. B. schlechter Mundhygiene, Parodontalerkrankungen oder bestehenden Zahnerkrankungen (d. h. Entkalkung, kariöse Läsionen, umfangreiche Restaurationen) kann zu einem erhöhten Risiko von Zahnschäden führen.

SICHERE ENTS

Les dents fracturées ou usées peuvent être réparées ou réparoñées gráce à la pâte de ciment pontique Perfect A Smile®.

***IMPORTANT!** Pour une seule dent pontique sur le moule, creer le bord incisif légèrement plus court (environ 0,5 mm) que les dents adjacentes. Cela permet de compenser l'épaisseur du matériau de la gouttière sur la surface faciale des dents adjacentes une fois l'alvéole de gouttière peinte.

Pour les dents multiples ou adjacentes, (pour une correspondance exacte), former la dent pontique sur le moule à la hauteur incisale exacte des dents adjacentes. Pour laisser de la place à la peinture sur les dents existantes dans l'alvéole de gouttière, appliquer une fine couche de FlowTain™ sur les surfaces faciales des dents adjacentes - simlifier au protocole de blanchiment des vides de relief dans les gouttières de blanchiment.

REMARQUE: tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsi qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou la patient(e) sont installés.

HR - CROATIAN

INDIKACIJA ZA UPOTREBU: Ponična boja Perfect A-Smile® služi kao sredstvo za bojenje kod svjetlosnog učvršćivanja termoplastičnih naprava za poravnavanje.

Ova patentirana formula djeluje s prozinom termoforiranoam plastikom za aparate.

Kontraindikacija: Perfect A Smile se ne preporučuje za upotrebu s neprozirnim (C) termoformiranim materijalima.

1. Da biste osigurali ujednačenost uslijed stabiliziranja proizvoda, pontičnu boju temeljito izmiješajte lopaticom da bude ujednačena. PROIZVOD SE MIJEŠA PRIJE SVAKE UPOTREBE.

2. Uzmete željenu količinu i stavite na podlogu za miješanje. **ODMAH ZATVORITE POKLOPCOM DA PROIZVOD OD SVJETLA**

3. Mikročestice nanese 3 sja polna pontične boje. Nakon svakog nanošenja tretirajte svjetlošću 10 sekundi radi učvršćivanja. **NAPOMENA: Nijanse se mogu miješati na PODLOZI ZA MIJEŠANJE kako bi se postigle različite nijanse.**

4. Nakon nanošenja završnog sloja i svjetlosnog učvršćivanja, izvršite konačno svjetlosno učvršćivanje preko naprave za poravnanje u trajanju od 20 sekundi s labijalne i lingvalne površine.

Napomena: Radi postizanja najpreciznijeg usklađivanja nijansi napravite vodni nijansi stavljanjem 3 sloja svake nijanse u pojedinačna zubna mjesta. Ovaj vodič za nijanse treba biti izrađen od istog prozirnog materijala koji se koristi.

☞☞☞ **MJERE OPREZA**: Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Kontakt s ostalim tkivima: područje izljevanja odmah isperite obilnom količinom vode nekoliko minuta. **NE UDIŠITE ISPARAVANJA. KORISTITE U DOBRO PROZRAČENOM PROSTORU.**

☞ Odložite ovaj proizvod/spremnik na pravilan način. Opasno za morske organizme.

Aplikatori MicroBrush su namijenjeni za jednokratnu upotrebu. Potrebno je koristiti novi aplikator mikročestice za svaku primjenu.

Korištenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

~**~** **OGRAĐENJE TEMPERATURE**: Čuvati na sobnoj temperaturi (15-25°C).

Pacijent i stomatološko osoblje moraju nositi zaštitne naočale.

POPULACIJA PACIJENATA: Previdena populacija pacijenata su djeca i odrasli kojima je potrebno ortodontsko liječenje prema preporuci stomatologa.

KONTRAINDIKACIJE: Privršćivanje dotakata za pacijente s uzgornim ornim zadrživaj, kao što je loša oralna higijena, parodontna bolest ili već prethodno postojeća dentalna slika (tj. dekalifikacija, karijesne lezije, veliki nadomjesci) može povećati rizik od oštećenja zuba.

SIGURNO ODLAGANJE U OTPAD: Odložite sadržaj i spremnik na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim ili međunarodnim propisima, ovlaštenog izvođača za zbrinjavanje opasnog otpada ili na mjesto za prikupljanje, osim praznih čistih spremnika koji se mogu odlagati kao ne-opasni otpad na mjestu za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada.

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products Inc. prihvaća odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravan ili posljedičan, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti za sve proizvode upotrebjava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sa rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom natogu. **IZRADA PRIVREMENOG ZUBA NA KAMENOM MODELU** Uvajte otrplike ¼ grama paste Perfect A Smile® Pontic Putty između palca i kažiprsta.

Postavite kolut kompozita na gingivalnu površinu mjesta zuba koji nedostaje i lagano pritisnite kuglicu kompozitnog materijala između palca i kažiprsta da postignete incizalnu visinu koja je nešto kraća od susjednih zuba*. Precizno oblikovanje incizalnog, mesjalnog i distalnog zuba se obavi ti instrumentom. Provodite svjetlosno učvršćivanje u trajanju od 30 sekundi iz 2 (dva) kuta. Polimijene ili istrošene zube moguće je popraviti ili promijeniti in oblik pomoću paste Perfect A Smile® Pontic Putty. ***VAŽNO!** Za jedan pontični zub na modelu napravite incizalni rub malo kraći (približno 0,5 mm) od susjednih zuba. Ovo kompenzira debeljinu materijala aparata koji se postavljaju na površnu licu susjednih zuba nakon što se oboji mješom umetanja na aparatu.

Za više zuba ili susjedne zube (za točno podudaranje) oblikujte pontični zub na modelu do točne incizalne visine susjednih zuba. Da biste ostavili prostor za boju na postojećim zubima u mjestu umetanja na aparatu, naneseite tanki sloj proizvoda FlowTain™ na površine lica susjednih zuba - slično protokolu za izbjeljivanje reljefnih praznina u podmetačima za izbjeljivanje.

OBAVIJEŠT: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A Perfect A Smile® hidtest festék a termoplasztikus alginernek fényre kötő szinezőanyagként alkalmazható. Ez a szabadalmaztatott formula átítászó hőre formázható alginer műanyagokkal működik. Ellenjavallat: A Perfect A Smile alkalmazása nem ajánlott opálás,

(C) hőre formázható anyagokhoz.

1. A termék lerakódása miatt az egyneműség biztosítása érdekében alaposan keverje össze egy spatulával a hidtestfestéket, amíg az egynemű nem lesz. A TERMEKET MINDEN HASZNÁLÁT ELŐTT ÖSSZE KELL KEVERNİ.

2. Adagolja ki a kívánt mennyiséget és helyezze a keverőlapra. **A FÉNYTŐL VALÓ VÉDELLEM ERDEKÉBEN AZONNAL HELYEZZE VISSZA A FEDELET.**

3. Vigeny fel 3 réteg hidtestféket egy mikrocsettel. Minden réteg után 10 másodpercig fotopolimerizáljon. **MEGLYÖZÉS: A kültönbözõ árnyalatok elérésére érdekében az árnyalatok keverhetők a KEVERŐLAPON.**

4. Az utolsó réteg felvitelét és a fotopolimerizációját követően végezzen az alginerrel keresztült egy utolsó, 20 másodpercig tartó fotopolimerizációt a labiális és a lingvális felületek felé.

Kérjük, vegye figyelembe: A lehető legpontosab színárnyalat egyezés érdekében készítse egy színskálat, az egyes árnyalatok 3 rétegének az egyes fõgüregékre történõ felvitelével. A színskálat ugyanabban a felhasználásra kerülõ átítászó alginer anyagból készíteni.

☞☞☞ **ÖVINTÉZÉSEKÉSEK**: A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bõrirritációt okozhatnak. Bõrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Egyéb szövetekkel történõ érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig tisztítsa le bõrõre nem nyújtó vízzel. **NE LÉLEGZZE BE A GÖZT. JÕL SZELLÕZÖD HELYSÉGBEN HASZNÁLJA.**

☞ Artalmatlanítsa megfelelően a készüléket/tartályt. Tengeri élővilágra veszélyes.

A MicroBrush aplikátorok egyszer használatos eszközök. Minden alkalmazásához új mikro-applikátortesteket kell használni.

Az UV, halogén és LED polarizációs lámpák használata szemkárosodással járhat. A betegekn, az orvosnak és az asszisztensnek a fotopolimerizációs eszközök használatá során megfelelően kialakított védőszemüveget kell viselnie.

~**~** **HŐMÉRÉSKÉLTKORLÁTOZÁS**: Szobahőmérsékleten (15-25°C) tárolandó.

A páciensnek és a fogászati személyzetnek egyaránt védőszemüveget kell viselnie.

BETEGCSOPORT: A tervezett betegcsoport gyermekek és felnőttek, akiknek fogszabályozási kezelése van szükségük, az orvosok által javasolt módon.

ELLENJAVALLATOK: A fogak károsodásának kockázattal, például rossz százhigiénával, fogágybetegséggel vagy már meglévő fogászati betegségekkel (például dekalifikáció, fennval elváltozások, nagy fogtöplések) rendelkező betegeknél szűzáló ragasztás növelheti a fogak károsodásának veszélyét.

BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁS: A tartalmat és a tartályt a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton, veszélyes hulladékok eluttatására engedélyvel rendelkező vállalkozó véghezeti el, vagy gyűjtőhelyre helyezhető el, kivéve az üres tiszta tartályokat, amelyek nem veszélyes hulladékként, veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton ártalmatlaníthatók.

GARANCIJA: A Reliance Orthodontic Products Inc. felelősségét vállal a hibásnak bizonyuló termékekért. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetven vagy közvetlenyenes kárért vagy veszteségért, amely a termékeknek a leíratak szerinti felhasználásából vagy a helyes használat képességének hiányából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározására, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetés szerinti felhasználásra. Ezzel kapcsolatosan minden kockázat és felelősség a felhasználót terheli.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELÉVYRE: Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendeltérényre vagy fogszokáros részére értékesíthető. **UDT**: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

IDEGLENES FOG ELKÉSZÍTÉSE GIPSZMODELLEN Sodorjon körülbelül ½ gramm Perfect A Smile ® hidtest gittet a hüvelykujj és az mutatóujj között.

Helyezzen egy kompozit gombát a hiányzó fog medrére gingivális felszínre és eményen nyomja meg a hüvelyk és mutató ujja között a labdácskát, hogy annak incizális magassága kissé rövidebb legyen, mint a szomszédos fogaké*. Az incizális, mezális és diszális részek pontos megformázása egy eszköz segítségével elvégezhető.

Fotopolimerizáljon 30 másodpercig 2 (két) szögből. A törtőt vagy kopott fogak javíthatók, illetve alkalik megváltoztatható a Perfect A Smile® hidtest gitt paszta segítségével.

***FONTOS!** A modell egyetlen hidtest fogá esetén a szomszédos fogaknál valamivel (kb. 0,5 mm) kisebb incizális élt hozzon létre. Az alginer üreg befestése után kompenzálja az alginer anyag vastagságát a szomszédos fogak facialis felületén.

Több vagy szomszédos fog esetén (a pontos illeszkedés érdekében) a hidtest fogat a modellben a szomszédos fogak pontos incizális magasságához kell alakítani. Annak érdekében, hogy helyet hagyjon a festéknek az alginer üregben lévő fogak, vigyen fel egy vékony réteg FlowTain™ terméket a szomszédos fogak facialis felületére - hasonlóan a fehérítésábnokk kiemelőként üregnek fehérítéshez használt eljárásához.

FELSZÓLTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO La Pasta per verniciatura pontic Perfect A Smile® è destinata all'uso come agente colorante fotopolimerizzabile di allineatori termoplastici.

Questa formula brevettata funziona con allineatori trasparenti termofornati in plastica.

Controindicazioni: Perfect A Smile non è raccomandato per l'uso con materiali per termofornatura torbidi (Classe C).

1. Per garantire l'uniformità dovuta all'assetamento del prodotto, miscelare accuratamente la vernice per pontice con una spatola fino a ottenere un prodotto uniforme. IL PRODOTTO DEVE ESSERE MISCELATO PRIMA DI OGNI UTILIZZO.

2. Rimuovere la quantità desiderata e posizionarla sulla tavolettina di miscelatura. **RIPOSIZIONARE IMMEDIATAMENTE IL COPERCHIO PER PROTEGGERE DALLA LUCE.**

3. Applicare 3 strati di pasta per verniciatura per pontic con un microbrush. Fotopolimerizzare per 10 secondi dopo ogni strato. **NOTA: Le sfumature possono essere miscelate su una TAVOLETTA DI MISCELATURA per ottenere diverse tonalità.**

4. Dopo l'applicazione dello strato finale e la fotopolimerizzazione, eseguire una fotopolimerizzazione finale attraverso l'allineatore per 20 secondi dalle superfici labiale e linguale.

Nota bene: Per una corrispondenza cromatica più precisa, fabbricare una scala cromatica posizionando 3 strati di ogni colore sui singoli alveoli dentari. Questa scala cromatica deve essere realizzata con lo stesso materiale trasparente utilizzato per l'allineatore.

☞☞☞ **PRECAUZIONI**: Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea o irritazione per contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti. **NON INALARE I FUMI. UTILIZZARE IN UN'AREA BEN VENTILATA.**

☞ Smaltere adeguatamente questo dispositivo/contenitore. Nuove all'ambiente marino.

Gli applicatori MicroBrush sono dispositivi monouso. Per ogni

applicazione è richiesto l'utilizzo di un nuovo applicatore microbrush.

L'uso di lampade polarizzanti UV, alogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

~**~** **LIMITI DI TEMPERATURA**: Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Paziente e personale odontoiatrico devono sempre indossare le protezioni oculari.

POPOLAZIONE DI PAZIENTI: La popolazione di pazienti di destinazione è quella pediatrica e degli adulti che necessitano di un trattamento ortodontico secondo le indicazioni cliniche.

CONTRAINDICAZIONI: L'incollaggio di elementi in pazienti con una salute orale compromessa, come per esempio scarsa igiene orale, malattia parodontale o condizioni dentali preesistenti (ad es. decalcificazione, lesioni cariose, restauri di grandi dimensioni) può aumentare il rischio di danneggiamento ai denti.

SMLTIMENTO SICURO: Smaltere contenuto e contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali, un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o un sito di raccolta, ad eccezione dei contenitori vuoti e puliti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: QUESTI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

CREAZIONE DI UN DENTE PROVVISORIO SU UN MODELLO IN PIETRI

Far rotolare circa ½ grammo di Perfect A Smile® Pontic Putty tra il pollice e l'indice.

Posizionare il rotolo di composito sulla superficie gengivale della cavità dentale mancante e premere leggermente la sfera di composito tra il pollice e l'indice per creare un'altezza incisale leggermente più corta rispetto ai denti adiacenti*. La modellazione precisa dell'incisale, mesiale e distale può essere fatta con uno strumento.

Fotopolimerizzare per 30 secondi da 2 (due) angoli.

Denti fratturati o usurati possono essere riparati o modificati nella forma con Pasta Perfect A Smile® Pontic Putty.

***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: De Perfect A Smile® Pontische Verf is bedoeld voor gebruik als lichtuithardende kleurstof voor thermoplastische uitlijners.

Deze gepatenteerde formule werkt met transparante thermovormende uitlijningskuststoffen.

Contra-indicatie: Perfect A Smile wordt niet aanbevolen voor gebruik met troebele, (C) thermovormende materialen.

1. Om de uniformiteit door bezinking van het product te garanderen, mengt u de pontische verf grondig met een spatel tot het product uniform is. PRODUCT MOET VOOR ELK GEBRUIK WORDEN GEMENGD.

2. Verwijder de gewenste hoeveelheid en plaats deze op het mengpad. **VERVANG HET DEKSEL ONMIDDELLIJK OM HET TE BESCHERMEN TEGEN LICHT.**

3. Breng 3 lagen van de pontische verf aan met een microborstel. Na elke laag gedurende 10 seconden uitharden met licht. **OPMERKING: Tinten kunnen worden gemengd op een MENGPAD om verschillende tinten te bekomen.**

4. Nadat de laatste laag is aangebracht en uitgehard met licht, voert u een laatste lichtuitharding door de uitlijner gedurende 20 seconden om de tint volledig in te grijpen op het oppervlak.

Let op: Voor de meest nauwkeurige kleuraanpassing maak u een kleuraanpassing door 3 lagen van elke kleur op de afzonderlijke tandhulzen te plaatsen. Deze kleuraanpassing moet worden vervaardigd uit hetzelfde transparante uitlijnmateriaal als datgene dat wordt gebruikt.

☞☞☞ **LET OP**: Ongepolymeeriseerde resinen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen. **GEEN DAMPEN INADEMEN. GEBRUIK IN EEN GOED VERLUCHTE RUIMTE.**

☞ Gooi dit apparaat/deze verpakking op de juiste manier weg. Gevaar voor in water levende organismen.

MicroBrush-applicatoren zijn apparaten voor eenmalig gebruik. Voor elke toepassing moet een nieuwe microbrush-applicator worden gebruikt.

Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-uithardingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze licht-uithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

~**~** **TEMPERATUURBEPERKING**: Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

De patiënt en de tandheelkundig personeel dienen een veiligheidsbril te dragen.

PATIENTENPOPULATIE: De beoogde patiëntenpopulatie bestaat uit kinderen en volwassenen die een orthodontische behandeling nodig hebben op indicatie van clinic.

CONTRA-INDICATIES: Bonding bij patiënten met een slechte mondgezondheid, zoals slechte mondhygiëne, parodontale aandoeningen of reeds bestaande gebitsaandoeningen (d.w.z. ontkalking, carieuze laesies, grote restauraties) kunnen het risico op tandshade verhogen.

VEILIGE VERWUDDERING: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving, een erkende afvalverwerker of inzamelpoints voor gevaarlijk afval, behalve voor lege schone containers die als niet-gevaarlijk afval kunnen worden afgevoerd, een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervaangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het

beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

HET CREËREN VAN EEN TIJDELIJKE TAND OP EEN STENEN MODEL

Rol ongeveer ½ gram Perfect A Smile® Pontische Plamuur tussen duim en wijsvinger.

Plaats een rol composit op het gingivale oppervlak van de ontbrekende tandholte en druk de bal van composit tussen de diem en de wijsvinger lichtjes in om een incisale hoogte te verkrijgen die iets korter is dan die van de aangrenzende tanden*. Nauwkeurige vormgeving van de incisale, mesiale en distale kan worden gedaan met een instruiment.

Lichtuitharding gedurende 30 seconden vanuit 2 (twee) hoeken.

Gebroken of versleten tanden kunnen worden gerepareerd of in vorm worden gebracht met Perfect A Smile® Pontische Plamuur Pasta.

***BELANGRIJK!** In geval van een enkele pontische tand op het model, maakt u de incisale rand iets korter (ca. 0,5 mm) dan de aangrenzende tanden. Dit compenseert de dikte van het uitlijnmateriaal op het faciale oppervlak van de aangrenzende tanden zodra de uitlijnbasis is geschilderd.

Voor meerdere of aangrenzende tanden, (voor een exacte match), vormt u de pontische tand op het model tot de exacte incisale hoogte van de aangrenzende tanden. Om ruimte te laten voor de verf op bestaande tanden in de uitlijnbasis, breng u een dunne laag FlowTain™ aan op de faciale oppervlakken van aangrenzende tanden - vergelijkbaar met het protocol voor het bleken van rieflekkegaten in bleekbakken.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: Perfect A Smile® Pontisk farge er tiltent for bruk som et lyshardende fargemiddel for termoplastiske alginere.

Denne patenterte formelen fungerer med klar, termoformende alginer-plast.

Kontraindikasjon: Perfect A Smile anbefales ikke til bruk med uklare, (C) termoformende materialer.

1. For å sikre ensartethet når produktet skal monteres blandes pontisk farge grundig med en spatel til den er jevn. **PRODUKTET MA BLANDES FØR HVER BRUK.**

2. Ta ut ønsket mengde og plasser på blandedputen. **SETT LOKKET UMIDDELBERT PÅ IJEN FOR Å BESKYTE MOT LYS.**

3. Påfør 3 strøk med pontisk farge med en mikroborste. Lysherd i 10 sekunder etter hvert strøk. **MERK: Nyanser kan blandes PÅ EN BLANDEPUTE for å oppnå ulike nyanser.**

4. Etter at det finale strøket er påført og lysherdet, utfør en endelig lysherdning gjennom algineren i 20 sekunder fra de labiale og linguale overflatene.

Merk: For å oppnå mest mulig nøyaktig nyansematching kan man opprette en nyanseguide ved å plassere 3 strøk av hver nyanse på enkelte tannaler. Denne nyanseguiden bør opprettes av det samme klare alginer-materialet som brukes.

☞☞☞ **FORHOLDSTREGLER**: Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjon hos motlagtele personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved kontakt med annet væ: skyll det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter. **IKKE INNÅN DAMPER, BRUKES I ET GODT VENTILERT OMRÅDE.**

☞ Kast denne enheten/brukeren i skrottskuffens. Farlig for liv i hav. Mikroborste-applikatorer er bruket for engangsbruk. Det kreves at en ny mikroborste-applikator brukes for hver applikasjon.

Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelampen kan være forbundet med eyeskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelampene brukes.

~**~** **TEMPERATURBEGRÆNSNING**: Oppbevares ved romtemperatur (15-25°C).

Vernebriller skal brukes av pasienten og tannlegepersonalet.

PASIENTGRUPPE: Den tiltente pasientgruppen er pediatriske og voksne pasienter som trenger ortodontisk behandling som angitt av kliniker.

KONTRAINDIKASJONER: Bindeanordninger til pasienter med nedsatt munnhelse, som dårlig munnhygiene, periodontal sykdom eller eksisterende tannlisterand (dvs. avkalking, kariessjones, store restaureringer) kan øke risikoen for tannskade.

SIKKER AVHENDING: Kast innholdet og beholderen til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter, en lisensiert leverandør av farlig avfall eller innsamlingssted, med unntak av tomme re beholdere som kan deponeres som ikke-farlig avfall, et innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg ikke ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som stammer fra bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukers ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARER X: Federal Federal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

SLIK LAGES EN PROVVISORISK TANN PÅ EN STEINMODELL Rull ca. ½ gram Perfect A Smile® Pontisk kitt mellom tommelen og pekefingeren.

Plasser rull med komposit på