



responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits selon les indications. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

**UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE :** ÉTATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

REMARQUE: tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsî qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou le/la patient(e) sont installés.

**HR - CROATIAN**

**INDIKACIJE ZA UPOTREBU:** Sredstvo za kondicioniranje plastičnih aparata Reliance namijenjeno je za kondicioniranje plastičnih bravica/ akrilnih aparata i kompozitnih restauracija

**UPUTE ZA UPOTREBU:**

**VEZIVANJE PLASTIČNE BRAVICE ILI AKRILNE APARATE:**

Pomoću četkice ili spužvice nanesite tanak ravnomjeran sloj sredstva za kondicioniranje plastičnih aparata Reliance na plastičnu površinu koju trebate vezivati. Pričekajte najmanje 60 sekundi prije nanošenja paste za vezivanje.

**VEZIVANJE NA KOMPOZITNU RESTAURACIJU:**

Kompozitnu površinu lagano izbrusite finim dijamantom ili sredstvom za mikroketanje, isperite i osušite. Nanesite tanak ravnomjeran sloj sredstva za kondicioniranje plastike i ostavite da se osuši 60 sekundi. Nanesite tanak sloj vezivne smole na zub. Nastavite s postavljanjem brave.

**Δ NAPOMENA: ZA SVAKOG PACIJENTA JE POTREBNO KORISTITI NOVI APLIKATOR**

◊ **MJERE OPREZA:** Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako slučajno dospiju u oči, isperite obilnom količinom vode i odmah potražite liječničku pomoć. Kontakt s ostalim tkivima: područje na kojem je došlo do izljeva odmah isperite obilnim količinama vode nekoliko minuta.

↪ **OGRANIČENJE TEMPERATURE:** Čuvati na sobnoj temperaturi (15-25 °C). Izbjegavajte pretjeranu toplinu.

Pacijent i stomatološko osoblje moraju nositi zaštitne naočale.

◊ Zapaljivo ◊ Štetno za vodeni život.

**POPULACIJA PACIJENATA:** Predviđena populacija pacijenata su djeca i odrasli kojima je potrebno ortodontsko liječenje prema preporuci stomatologa.

**KONTRAINDIKACIJE:** Pričvršćivanje dodataka za pacijente s ugroženim oralnim zdravljem, kao što je loša oralna higijena, parodontna bolest ili već prethodno postojeća dentalna stanja (tj. dekalifikacija, karijesne lezije, veliki nadomjesci) može povećati rizik od oštećenja zuba.

**SIGURNO ODLAGANJE U OTPAD:** Odložite sadržaj i spremnik na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima, ovlaštenog izvođača za zbrinjavanje opasnog otpada ili na mjesto za prikupljanje, osim praznih čistih spremnika koji se mogu odlagati kao ne- opasni otpad na mjestu za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada.

**JAMSTVO:** Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravan ili posljedičan, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

**SAMO NA RX:** Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

**OBAVJEST:** Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.

**HU - HUNGARIAN**

**ALKALMAZÁSI JAVALLATOK:** A Reliance Plastic Appliance Conditioner műanyag bracketek/akril készülékek és kompozit restaurációk kondícionálására szolgál

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**

**MŰANYAG BRACKET VAGY AKRIL KÉSZÜLÉK BONDÓZÁSA:**

Ecsettel vagy szivaccspellettel vigyen fel egy vékony, egyenletes rétegű Reliance Műanyag készülékkondicionálót a ragasztandó műanyag felületre. A ragasztópaszta felvitelre előtt várjon legalább 60 másodpercet.

**RAGASZTÁS KOMPOZIT RESTAURÁCIÓHOZ:**

Finom gyémánttal vagy mikroecsettel enyhén csiszolja meg a kompozit felszínét, öblítse le és szárítsa meg. Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg Reliance műanyag kondicionálót és hagyja száradni 60 másodpercig. Vigyen fel egy vékony réteg ragasztógyantát a fogra. Folytassa a bracket elhelyezésétél.

**Δ MELEGYZÉS: MINDEN BETEG ESETÉN ÚJ APLIKÁTOR SZÜKSÉGES**

◊ **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Vétetlen szembe jutás esetén öblítse ki bő vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel.

↪ **HÖMÉRSÉKLETKORLÓTÓZÁS:** Szobahőmérsékleten (15-25 °C) tárolandó. Kerülje a túlzott hőt.

A páciensnek és a fogászati személyzetnek egyaránt védőszemüveget kell viselnie.

◊ Gyülekony ◊ Ártalmas a víz élővilágra.

**BETEGCSOPORT:** A tervezett betegcsoport gyermekek és felnőttek, akiknek fogszabályozási kezelésre van szükségük, az orvosok által javasolt módon.

**ELLENJAVALLATOK:** A fogak károsodásának kockázatát, például rossz szájhigiénéiával, foggyógybetegséggel vagy már meglévő fogászati betegségekkel (például dekalifikáció, szuvas elváltozások, nagy fogpótások) rendelkező betegeknél fennálló ragasztás növelheti a fogak károsodásának veszélyét.

**BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁS:** A tartalmat és a tartályt a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton, veszélyes hulladékok ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti el, vagy gyűjtőhelyen helyezhető el, kivéve az üres tiszta tartályokat, amelyek nem veszélyes hulladékként, veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton ártalmatlaníthatók.

**GARANCIA:** A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a termékék fentiekben ismertetett felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetés szerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden kockázat és felelősség a felhasználót terhel.

**KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE:** Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelvényre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

**FELSZÓLÍTÁS:** Jelentsem minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

**IT - ITALIAN**

**INDICAZIONI PER L'USO** Il Condizionatore per apparecchi in plastica Reliance è concepito per l'uso come condizionatore di bracket in plastica/apparecchi in acrilico e restauri in materiale composito

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**INCOLLAGGIO DI UN BRACKET IN PLASTICA O DI UN APPARECCHIO IN ACRILICO:**

Con una spazzola o un pellet di spugna applicare un sottile strato uniforme di Condizionatore per apparecchi in plastica Reliance sulla superficie plastica che deve essere incollata. Attendere almeno 60 secondi prima di applicare la pasta di incollaggio.

**INCOLLAGGIO A UN RESTAURO IN COMPOSITO:**

Con una fresa diamantata a grana fine o un micromordenzatore irruvidire leggermente la superficie in composito. Applicare un sottile strato uniforme di Condizionatore per plastica Reliance e lasciare asciugare per 60 secondi. Applicare uno strato sottile di resina di incollaggio sul dente. Procedere con il posizionamento del bracket.

**Δ NOTA: È NECESSARIO UN NUOVO APLICATORE PER OGNI PAZIENTE**

◊ **PRECAUZIONI!** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone.

Se accidentalmente instillati negli occhi lavare abbondantemente con molta acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti.

↪ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare a temperatura ambiente (15-25°С). Evitare il calore eccessivo.

Paziente e personale odontoiatrico devono sempre indossare le protezioni oculari.

◊ Infiammabile ◊ Nocivo per la vita acquatica.

**POPOLAZIONE DI PAZIENTI:** La popolazione di pazienti di destinazione è quella pediatrica e degli adulti che necessitano di un trattamento ortodontico secondo le indicazioni cliniche.

**CONTROINDICAZIONI:** L'incollaggio di elementi in pazienti con una salute orale compromessa, come per esempio scarsa igiene orale, malattia parodontale o condizioni dentali preesistenti (ad es. decalcificazione, lesioni cariose, restauri di grandi dimensioni) può aumentare il rischio di danneggiamento ai denti.

**SMALTIMENTO SICURO:** Smaltire contenuto e contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali, un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o un sito di raccolta, ad eccezione dei contenitori vuoti e puliti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.

**GARANZIA:** Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o consequenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

**SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA:** STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

**NOTA:** segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

**NL - DUTCH**

**INDICATIES VOOR GEBRUIK:** De Reliance Plastic Appliance Conditioner is bedoeld voor gebruik als conditioner van kunststof beugels/acrylapparaten en composiestrautaries

**GEBRUIKSAANWIJZING:**

**VERLIJMEN AAN EEN PLASTIC BEUGEL OF EEN ACRYLAPPARAAT:**

Breng met een kwast of spons een dunne gelijkmatige laag Reliance Plastic Appliance Conditioner aan op het te verlijmen kunststofoppervlak. Wacht ten minste 60 seconden voordat u de lijmpasta aanbrengt.

**VERLIJMEN AAN EEN COMPOSITRESTAURATIE:**

Schuur het composietoppervlak licht op met een fijne diamant of micro-eter, spoel en droog. Breng een dunne uniforme laag Reliance Plastic Conditioner aan en laat deze 60 seconden drogen. Breng een dun laagje hechthars aan op de tand. Ga verder met het plaatsen van de beugels.

**Δ OPMERKING: EEN NIEUWE APPLICATOR IS NODIG VOOR ELKE PATIENTE**

◊ **LET OP:** Ongepolymeriseerde harsen kunnen bij gevoelige personen huidirritatie veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Als het per ongeluk in het oog komt, spoel dan overvloedig met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen.

↪ **TEMPERATUURBEPERKING:** Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°С). Vermijd overmatige hitte.

De patiënt en het tandheelkundig personeel dienen een veiligheidsbrii te dragen.

◊ Brandbaar ◊ Schadelijk voor waterorganismes.

**PATIËNTENPOPULATIE:** De beoogde patiëntengpopulatie bestaat uit kinderen en volwassenen die een orthodontische behandeling nodig hebben op indicatie van klinici.

**CONTRA-INDICATIES:** Bonding bij patiënten met een slechte mondgezondheid, zoals slechte mondhygiëne, parodontale aandoeningen of reeds bestaande gebitsaandoeningen (d.w.z. ontkalking, carieuze laesies, grote restauraties) kunnen het risico op tandschade verhogen.

**VEILIGE VERWIJDERING:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of

bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving, een erkende afvalverwerker of inzamelplaats voor

gevaarlijk afval, behalve voor lege schone containers die als niet-gevaarlijk afval kunnen worden afgevoerd, een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

**ALLEEN RX:** VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

**OPMERKING:** Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

**NO - NORWEGIAN**

**INDIKASJONER FOR BRUK:** Reliance Kondisjoneringsmiddel for plastrestaurasjoner er tiltenkt for bruk som kondisjoneringsmiddel for plastbraketter / restaurasjoner i akryl og komposit

**INSTRUKSJONER FOR BRUK:**

**BONDING AV EN PLASTBRAKETT ELLER RESTAUSASJON I AKRYL:**

Bruk en børste eller svampellet, og appliser et tynt, jevnt strøk med Reliance Kondisjoneringsmiddel for plastrestaurasjoner på den plastoverflaten som skal bondes. Vent i minst 60 sekunder før bondingpastaen appliseres.

**BONDING TIL EN KOMPOSITT RESTORASJON:**

Slip lett kompositstens overflaten med en fin diamant eller mikroetser, skyll og tørk. Påfør et tynt, jevnt strøk med Reliance kondisjoneringsmiddel for plast, og la tørke i 60 sekunder. Påfør et tynt strøk med bondingresin på tannen. Fortsett med plassering av braketten.

**Δ MERK: EN NY APLIKATOR KREVES FOR HVER PASIENT**

◊ **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjoner hos mottakelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved utilsiktt kontakt med øyne, skyll med store mengder vann og kontakt lege øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev: skyll det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter.

↪ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevares ved romtemperatur (15-25°С). Unngå overdreven varme.

Vernebriller skal brukes av pasienten og tannlegepersonalet.

◊ Brannfarlig ◊ Skadelig for liv i vann .

**PASIENTGRUPPE:** Den tiltenkte pasientgruppen er pediatriske og voksne pasienter som trenger ortodontisk behandling som angitt av kliniker.

**KONTRAINDIKASJONER:** Bindeanordninger til pasienter med nedsatt munnhelse, som dårlig munnhygiene, periodontal sykdom eller eksisterende tannlilstander (dvs. avkalking, karieslesjoner, store restaureringer) kan øke risikoen for tannskade.

**SIKKER AVHENDING:** Kast innholdet og beholderen til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter, en lisensiert leverandør av farlig avfall eller innsamlingssted, med unntak av tomme rene beholdere som kan deponeres som ikke- farlig avfall, et innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.

**GARANTI:** Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. For bruk er det brukerens ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

**BARÉ RX:** Føderal Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

**MERKNAD:** Rapportør alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/ eller pasienten er hjemmehørende.

**PL - POLISH**

**WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Kondycjoner aparatów z tworzyw sztucznych Reliance Plastic Appliance Conditioner jest przeznaczony do stosowania jako kondycjoner plastikowych zamków / aparatów akrylowych i uzupełnień kompozytowych.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA:**

**KLEJENIE PLASTIKOWEGO ZAMKA LUB APARATU AKRYLOWEGO:**

Za pomocą pedzelka lub granulatu z gąbki nałożyć cienką, jednolitą warstwę kondycjonera Reliance Plastic Appliance Conditioner na klejną powierzchnię z tworzywa sztucznego. Odczekać co najmniej 60 sekund przed nalożeniem pasty wiążącej.

**KLEJENIE DO UZUPEŁNIENIA KOMPOZYTOWEGO:**

Lekko zeszlifować powierzchnię kompozytu drobnoziarnistym diamentem lub mikropiaskarką abrazyjną, spłukać i osuszyć. Nałożyć cienką, jednolitą warstwę odczyki Reliance Plastic Conditioner i pozostawić do wyschnięcia na 60 sekund. Nałożyć cienką warstwę żywicy wiążącej na ząb. Nałożyć zamek.

**Δ UWAGA: U KAŻDEGO PACJENTA STOSOWAĆ NOWY APLIKATOR**

◊ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywcie niespolimeryzowane mogą wywoływać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem. W razie przypadkowego dostania się do oka przepłukać wodą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukiwać obficie wodą przez kilka minut.

↪ **OGRANICZENIE TEMPERATURY:** Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°С). Unikać zbyt wysokich temperatur.

Pacjent i personel stomatologiczny powinni nosić okulary ochronne.

◊ Produkt łatwopalny ◊ Szkodliwy dla organizmów wodnych.

**POPULACJA PACJENTÓW:** Przewidywana populacja pacjentów to pacjenci pediatryczni oraz dorośli, wymagający leczenia ortodontycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza.

**PRZECIWWSKAZANIA:** Klejenie zaczepów u pacjentów ze złym stanem zdrowia jamy ustnej, jak na przykład niewystarczającą higieną jamy ustnej, chorobami przyzębia lub istniejącymi wcześniej stomatologicznymi stanami chorobowymi (np. odwapnienie, zmiany próchnicze, duże odbudowy) może zwiększyć ryzyko uszkodzenia zębów.

**BEZPIECZNA UTYLIZACJA:** Zawartość oraz pojemnik należy usuwać, korzystając z punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi, za pośrednictwem licencjonowanego podmiotu zajmującego się utylizacją odpadów niebezpiecznych lub odpowiedniego punktu zbiórki, z wyjątkiem pustych, czystych pojemników, które mogą być utylizowane jako odpady inne niż niebezpieczne, w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

**GWARANCJA:** Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednio lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

**PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ:** Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

**UWAGA:** Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

**PT - PORTUGUESE**

**INDICAÇÕES DE USO:** O Condicionador Plástico para Aparelho Reliance destina-se ao uso como condicionador de bráquetes de plásticos/aparelhos acrílicos e restaurações compostas

**INSTRUÇÕES DE USO:**

**COLAR UM BRÁQUETE DE PLÁSTICO OU APARELHO ACRÍLICO:**

Com um pincel ou uma esponja, aplique uma fina camada uniforme de Condicionador Plástico para Aparelho Reliance sobre a superfície plástica a ser colada. Espere pelo menos 60 segundos antes de aplicar a pasta de colagem.

**COLAR A UMA RESTAURAÇÃO COMPOSTA:**

Abrase levemente a superfície composta com um diamante fino ou microcondicionador, enxágue e seque. Aplique uma fina camada uniforme de Condicionador Plástico Reliance e deixe secar durante 60 segundos. Aplique uma fina camada de resina de colagem no dente. Proceda com a colocação dos bráquetes.

**Δ NOTA: É NECESSÁRIO UM NOVO APLICADOR PARA CADA PACIENTE**

◊ **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Se accidentalmente instilados nos olhos, enxágue com quantidade abundante de água e procure imediatamente assistência médica. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

↪ **LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:** Armazene a temperatura ambiente (15-25°С). Evite o calor excessivo.

O paciente e a equipa de odontologia devem utilizar óculos de proteção.

◊ Inflamável ◊ Nocivo para a vida aquática.

**POPULAÇÃO DE PACIENTES:** A população de pacientes prevista é uma população pediátrica e adulta que requer tratamento ortodôntico conforme indicado pelos médicos.

**CONTRAINDICAÇÕES:** A colagem de acessórios em pacientes com saúde oral comprometida, como higiene oral insuficiente, doença periodontal ou problemas dentários preexistentes (ou seja, descalcificação, lesões cariosas, grandes restaurações) pode aumentar o risco de danos dentários.

**ELIMINAÇÃO SEGURA:** Eliminar os conteúdos e o recipiente num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais, de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais, num ponto de recolha ou empresa de eliminação de resíduos perigosos contratada, exceto recipientes vazios e limpos que possam ser eliminados como resíduos não perigosos, num ponto de recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**GARANTIA:** A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades em relação a isso.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO:** A lei federal dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

**AVISO:** Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

**RO - ROMANIAN**

**INDICAȚII DE UTILIZARE:** balsamul pentru aparate din plastic Reliance este destinat utilizării ca balsam pentru brackete din plastic/aparate acrilice și restaurări compozite

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**

**LIPIREA UNUI BRACKET DIN PLASTIC SAU A UNUI APARAT ACRILIC:**

cu o perie sau peletă cu burete, aplicați un strat subțire uniform de balsam pentru aparate din plastic Reliance pe suprafața din plastic care urmează a fi lipită. Așteptați cel puțin 60 de secunde înainte de a aplica pasta de lipire.

**LIPIREA LA O RESTAURARE COMPOZITĂ:**

șlefuiți ușor suprafața compozitului cu un diamant fin sau cu un dispozitiv de microgravare, clățiți și uscați. Aplicați un strat uniform subțire de balsam pentru plastic Reliance și lăsați să se usuce timp de 60 de secunde. Aplicați un strat subțire de rășină de lipire pe dinte. Continuați cu plasarea bracketului.

**Δ NOTĂ: ESTE NECESAR UN APLICATOR NOU PENTRU FIECARE PACIENT**

◊ **PRECAUTII!** rășina nepolimerizată poate provoca sensibilizarea pielii la persoanele susceptibile. În caz de contact cu pielea, spălați-vă bine cu apă și săpun. Dacă produsul este introdus accidental în ochi, spălați cu cantități abundente de apă și solicitați imediat asistență medicală. Contact cu alte țesuturi: clățiți imediat zona cu cantități abundente de apă timp de câteva minute.

↪ **LIMITE DE TEMPERATURĂ:** a se păstra la temperatura camerei (15-25°С). Evitați căldura excesivă.

Este necesară purtarea ochelariilor de protecție de către pacient și personalul cabinetului stomatologic.